











CHROMABOND® HLB polypropylene columns (60 µm)						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
1 mL	30 mg	30	730921	22,000		
	100 mg	30	730922	27,000		
3 mL	60 mg	30	730923	31,000		
	200 mg	30	730924	33,000		
6 mL	500 mg	30	730925	46,500		
	150 mg	30	730944	44,000		
6 mL	200 mg	30	730926	46,000		
	500 mg	30	730927	66,800		
15 mL	500 mg	20	730928	55,000		
	1 g	20	730929	91,000		
CHROMABOND® HLB polypropylene columns (60 µm) - BIGpacks						
3 mL	60 mg	250	730923.250	203,000		
	200 mg	250	730924.250	214,000		
6 mL	200 mg	250	730926.250	291,000		
	500 mg	250	730927.250	440,000		
CHROMABOND® HLB polypropylene columns (30 µm)						
1 mL	30 mg	30	730921P30	22,000		
	100 mg	30	730922P30	27,000		
3 mL	60 mg	30	730923P30	31,000		
	200 mg	30	730924P30	33,000		
6 mL	150 mg	30	730944P30	44,000		
CHROMABOND® LV-HLB (30 µm) 大容量カラム						
15 mL	30 mg	30	732140	30,000		
	60 mg	30	732141	34,500		
CHROMAFIX® HLB cartridges カートリッジ						
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
S	50 mg	50	731921	54,000		
M	120 mg	50	731922	59,000		
L	350 mg	50	731923	75,300		
CHROMABOND® MULTI 96 HLB 96-WELLプレート						
96x10mg	(30 µm)	1	738921.010M	83,000		
96x30mg	(30 µm)	1	738921.030M	83,000		
96x60mg	(60 µm)	1	738921.060M	87,500		



CHROMABOND® HR-X

CHROMABOND® HR-X polypropylene columns (85 µm)							
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ		
1 mL	30 mg	30	730934	19,900			
	100 mg	30	730935	26,000			
3 mL	60 mg	30	730936	29,500			
	200 mg	30	730931	31,000			
6 mL	500 mg	30	730937	44,100			
	200 mg	30	730938	42,000			
15 mL	500 mg	30	730939	63,500			
	1 g	20	730940	52,000			
15 mL	1 g	20	730941	86,800			
CHROMABOND® HR-X polypropylene columns (85 µm)-BIGPacks							
3 mL	200 mg	250	730931.250	203,000			
6 mL	200 mg	250	730938.250	277,000			
	500 mg	250	730939.250	422,000			
CHROMABOND® HR-X polypropylene columns (45 µm)							
1 mL	30 mg	30	730934P45	19,900			
	100 mg	30	730935P45	26,000			
3 mL	60 mg	30	730936P45	29,500			
	200 mg	30	730931P45	31,000			
CHROMABOND® LV-HR-X (85 µm) 大容量カラム							
15 mL	30 mg	30	732130	問い合わせ			
	60 mg	30	732131	問い合わせ			
	200 mg	30	732132	34,500			
CHROMABOND® MULTI 96 HLB 96-WELLプレート							
96x10mg	(45 µm)	1	738530.010M	問い合わせ			
96x25mg	(45 µm)	1	738530.025M	問い合わせ			
96x50mg	(85 µm)	1	738530.050M	問い合わせ			
96x100mg	(85 µm)	1	738530.100M	92,000			

CHROMABOND HR-X

CHROMABOND HR-Xは回収率と再現性に優れた新開発の球状ポリスチレン-ジビニルベンゼンポリマー充填剤です。非常に高い充填剤表面積(1000㎡/g)と高純度材料の採用により、試料の負荷量が大きく、バックグラウンドが低いため高感度分析に最適です。

CHROMABOND® Easy

CHROMABOND® Easy polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
1 mL	30 mg	30	730751	19,900	
	100 mg	30	730752	問い合わせ	
3 mL	60 mg	30	730753	29,500	
	200 mg	30	730754	31,000	
	500 mg	30	730759	44,100	
6 mL	200 mg	30	730755	42,000	
	500 mg	30	730756	63,500	
15 mL	500 mg	20	730757	52,000	
	1 g	20	730758	問い合わせ	
CHROMABOND® Easy polypropylene columns · BIGpacks					
3 mL	200 mg	250	730754.250	203,000	
6 mL	200 mg	250	730755.250	277,000	
CHROMABOND® LV-Easy 大容量カラム					
15 mL	200 mg	30	732472	問い合わせ	
CHROMABOND® MULTI 96 Easy 96-WELLプレート					
96x25mg		1	738520.025M	問い合わせ	
96x50mg		1	738520.050M	問い合わせ	
96x100mg		1	738520.100M	92,000	




CHROMABOND® Easy

CHROMABOND EASYは充填剤に弱アニオン交換基を含むポリスチレン-ジビニルベンゼン共重合体を使用しています。極性の高い弱アニオン交換基を含むため、通常のポリスチレン充填剤よりも水に対する親和性が高く、コンディショニングを行わずに水溶性試料溶液を直接カラムロードできます。



また、水に対する親和性が高いため前処理中に固相が乾燥しても試料の回収率は全く影響されません。固相の乾燥状態を常に監視しなくても試料の抽出効率は影響されませんので、シリカ系SPEカラムよりも前処理捜査の自動化が容易です。








CHROMABOND® HR-P

CHROMABOND® HR-P polypropylene columns						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ [®]	
1 mL	100 mg	30	730280	26,000		
3 mL	200 mg	30	730108	31,000		
	500 mg	30	730117	36,500		
6 mL	200 mg	30	730119	38,200		
	500 mg	30	730111	45,500		
	1 g	30	730118	65,000		
CHROMABOND® HR-P polypropylene columns · BIGpacks						
3 mL	200 mg	250	730108.250	203,000		
CHROMABOND® HR-P glass columns ガラスカラム						
3 mL	200 mg	30	730108G	53,900		
6 mL	500 mg	30	730111G	72,800		
	1 g	30	730118G	製造中止		
CHROMABOND® LV-HR-P 大容量カラム						
15 mL	200 mg	30	732108	34,500		
CHROMAFIX® HR-P cartridges カートリッジ						
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ [®]	
S	200 mg	50	731839	48,500	 	
M	330 mg	50	731840	56,400		
L	680 mg	50	731841	72,800		
CHROMABOND® MULTI 96 HR-P 96-WELLプレート						
96x100mg		1	738111.100M	問い合わせ		


CHROMABOND® PS-RP

CHROMABOND® PS-RP polypropylene columns								
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ [®]			
3 mL	200 mg	30	730765	製造中止				
	500 mg	30	730692	製造中止				
6 mL	500 mg	30	730693	製造中止				
CHROMAFIX® PS-RP cartridges カートリッジ								
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥			カラムタイプ [®]	
S	200 mg	50	731877	56,400				
M	320 mg	50	731875	66,200				


CHROMABOND® C18ec


CHROMABOND® C18ec polypropylene columns						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
1 mL	100 mg	100	730011	53,900		
3 mL	200 mg	50	730012	41,300		
	500 mg	30	730013	46,000		
6 mL	500 mg	30	730014	31,000		
	1 g	30	730015	40,000		
6 mL	2 g	30	730141	63,000		
	2 g	20	730404	51,000		
45 mL	5 g	20	730405	78,200		
70 mL	10 g	10	730259	65,800		
CHROMABOND® C18ec polypropylene columns -BIGPacks						
3 mL	500 mg	250	730013.250	181,000		
6 mL	500 mg	250	730014.250	203,000		
	1 g	250	730015.250	267,000		
CHROMABOND® C18ec glass columns ガラスカラム						
3 mL	200 mg	50	730012G	77,800		
	500 mg	50	730013G	問い合わせ		
6 mL	500 mg	30	730014G	62,500		
	1 g	30	730015G	68,700		
CHROMABOND® LV-C18ec 大容量カラム						
15 mL	200 mg	30	732012	28,700		
	500 mg	30	732013	32,500		
CHROMAFIX® C18ec cartridges カートリッジ						
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
S	270 mg	50	731804	45,600		
M	530 mg	50	731805	53,600		
L	950 mg	50	731806	71,500		
CHROMABOND® MULTI 96 C18ec 96-WELLプレート						
96x25mg		1	738011.025M	問い合わせ		
96x50mg		1	738011.050M	問い合わせ		
96x100mg		1	738011.100M	81,000		

CHROMABOND® C18ec f

CHROMABOND® C18ec f polypropylene columns(fast flow)					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
3 mL	200 mg	50	730269	41,300	
	500 mg	50	730018	問い合わせ	
6 mL	500 mg	30	730016	31,000	
	1 g	30	730010	40,000	


CHROMABOND® C18


CHROMABOND® C18 polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
1 mL	100 mg	100	730001	53,900	
3 mL	200 mg	50	730002	41,300	
	500 mg	30	730003	46,000	
6 mL	500 mg	30	730004	31,000	
	1 g	30	730005	40,000	
6 mL	2 g	30	730130	63,000	
	2 g	30	730130	63,000	
15 mL	2 g	20	730028	50,500	
45 mL	5 g	20	730400	78,000	
70 mL	10 g	10	730261	65,800	

CHROMABOND® C18 polypropylene columns -BIGPacks					
3 mL	500 mg	250	730003.250	181,000	
6 mL	500 mg	250	730004.250	203,200	
	1 g	250	730005.250	267,800	


CHROMABOND® C18 glass columns ガラスカラム					
3 mL	500 mg	50	730003G	問い合わせ	
6 mL	500 mg	30	730004G	問い合わせ	
	1 g	30	730005G	問い合わせ	

CHROMABOND® LV-C18 大容量カラム					
15 mL	200 mg	30	732002	問い合わせ	

CHROMAFIX® C18 cartridges カートリッジ					
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
S	240 mg	50	731801	45,600	
M	4830 mg	50	731802	53,600	
L	950 mg	50	731803	71,500	

CHROMABOND® MULTI 96 C18ec 96-WELLプレート					
96x25mg		1	738001.025M	問い合わせ	
96x100mg		1	738001.100M	81,000	

CHROMABOND® C18 f

CHROMABOND® C18 f polypropylene columns(fast flow)					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
3 mL	200 mg	50	730402	41,300	
	500 mg	50	730008	46,000	
6 mL	500 mg	30	730403	31,000	
	1 g	30	730009	40,000	

CHROMABOND® C18 PAH



CHROMABOND® C18 PAH polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ
6 mL	2 g	30	730166	77,500	
CHROMABOND® C18 PAH glass columns ガラスカラム					
6 mL	2 g	30	730166G	106,000	




CHROMABOND® C18 Hydra

CHROMABOND® C18 Hydra polypropylene columns						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
1 mL	50 mg	100	730294	問い合わせ		
	100 mg	100	730295	問い合わせ		
3 mL	200 mg	50	730296	41,300		
	500 mg	50	730297	46,000		
	1 g	50	730298	問い合わせ		
6 mL	500 mg	30	730299	31,000		
	1 g	30	730300	40,000		
	2 g	30	730301	62,700		
	3 g	30	730302	問い合わせ		
CHROMABOND® C18 Hydra glass columns ガラスカラム						
3 mL	200 mg	50	730296G	問い合わせ		
	500 mg	50	730297G	82,000		
	1 g	50	730298G	問い合わせ		
6 mL	500 mg	30	730299G	問い合わせ		
	1 g	30	730300G	問い合わせ		
CHROMABOND® LV-C18 Hydra 大容量カラム						
15 mL	200 mg	30	732295	28,700		
CHROMAFIX® C18 Hydra cartridges カートリッジ						
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥		カラムタイプ
S	270 mg	50	731730	問い合わせ		
M	530 mg	50	731731	問い合わせ		
L	950 mg	50	731732	問い合わせ		
CHROMABOND® MULTI 96 C18 Hydra 96-WELLプレート						
96x100mg		1	738294.100M	81,000		


CHROMABOND® C8

CHROMABOND® C8 polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ*
1 mL	100 mg	100	730021	53,900	
3 mL	200 mg	50	730022	41,300	
	500 mg	50	730023	46,000	
6 mL	500 mg	30	730024	31,000	
	1 g	30	730134	40,000	
CHROMABOND® C8 columns					
6 mL	500 mg	30	730024G	62,500	
CHROMABOND® LV-C8 大容量カラム					
15 mL	500 mg	30	732023	問い合わせ	
CHROMAFIX® C8 cartridges カートリッジ					
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ*
M	520 mg	50	731808	53,600	
CHROMABOND® MULTI 96 C8 96-WELLプレート					
96x100mg		1	738021.100M	81,000	

CHROMABOND® C4

CHROMABOND® C4 polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ*
1 mL	100 mg	100	730225	53,900	
3 mL	500 mg	50	730227	46,000	
CHROMAFIX® C4 cartridges カートリッジ					
サイズ	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ*
S	220 mg	50	731740	問い合わせ	
M	500 mg	50	731741	53,600	

CHROMABOND® C2

CHROMABOND® C2 polypropylene columns					
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ*
1 mL	100 mg	100	730169	53,900	
3 mL	500 mg	50	730221	41,300	
6 mL	500 mg	30	730409	問い合わせ	
	1 g	30	730410	問い合わせ	

CHROMABOND® C6H11ec

CHROMABOND® C6H11ec polypropylene columns						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
3 mL	500 mg	50	730442	問い合わせ		
6 mL	500 mg	30	730443	問い合わせ		
	1 g	30	730444	問い合わせ		

CHROMABOND® C6H5

CHROMABOND® C6H5 polypropylene columns						
Volume	容量	入数	品番	定価 JP¥	カラムタイプ	
1 mL	100 mg	100	730083	問い合わせ		
3 mL	200 mg	50	730411	問い合わせ		
	500 mg	50	730084	46,000		

